

WEIL DER MENSCH ZÄHLT.



LANGZEIT-BLUTDRUCK HOLTER-RR

SCHONENDE BLUTDRUCKDIAGNOSTIK

Aussagekräftige Daten: Mit dem Holter-RR ist ein zuverlässiges ambulantes Blutdruckmonitoring garantiert.

Die Auto-Feedback-Logic ermöglicht geräuscharme, schnelle Messungen mit niedrigem Manschettendruck.

Zur exakten Auswertung sind Grenzwerttabellen für Kinder und Jugendliche integriert.



KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN

TECHNISCHE DATEN

Messdruckbereich	systolisch 60 bis 290 mmHg diastolisch 30 bis 195 mmHg
Genauigkeit	+/- 3 mmHg im Anzeigebereich
Statischer Druckbereich	0 bis 300 mmHg
Pulsbereich	30 bis 240 Schläge pro Minute
Verfahren	oszillometrisch
Messintervalle	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 oder 30 Messungen pro Stunde
Messprotokolle	2 veränderbare und 7 feste Messprotokolle
Speicherkapazität	300 Messungen
Betriebstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Betriebsluftfeuchte	15 % bis 90 %
Abmessungen	128 mm x 75 mm x 30 mm
Gewicht	ca. 240 g inkl. Akkus
Stromversorgung	2 Stück Mignon-AA-Batterien oder -Akkus
Schnittstellen	Kabel: Serielle Schnittstelle RS232 Konverter für USB Bluetooth Klasse 1

ZUBEHÖR




Tasche für Holter-RR



Manschetten in XS, S, M, L, XL

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70
Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de



Hersteller:
IEM GmbH
Cockerillstr. 69
52222 Stolberg

CE Zertifikat:
0044 DIN EN ISO 13485

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0650 018-0401-2_3