

WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

LANGZEIT-BLUTDRUCK HOLTER ABPMpro

OSZILLOMETRISCHE MESSUNG

Schlauchloses System, leicht und komfortabel zu tragen

Interne Sensoren für Aktivität und Körperlage

Messung während Aufpump- und/oder Ablassvorgang

Zur exakten Auswertung sind Grenzwerttabellen für Kinder und Jugendliche integriert



TECHNISCHE DATEN

Messverfahren	Oszillometrisch
Manschettendruck	0 - 300 mmHg
Messdruckbereich	Systolisch 60 - 230 mmHg Diastolisch 40 - 130 mmHg
Genauigkeit	1,5 %
Messintervalle	individuell programmierbar, Tonsignal vor Mess-Start
Integrierte Kanäle	Manschettendruck, Aktivität, Körperlage
Stromversorgung	Li-Ion-Akku (1.800 mAh), bis zu 48 h Aufzeichnungsdauer
Display, Bedienung	schwarz/weiß, OLED; 2 Bedientasten, multifunktional
Größe & Gewicht	101 × 75 × 25 mm, 138 g (inkl. Akku, o. Manschette)
Schnittstellen	USB
Auswerte-Software	AMEDTEC ECG _{pro} ® Holter-RR
Betriebsbedingungen	Temperatur: +5°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %, nicht kondensierend
Lager- und Transportbedingungen	Temperatur: - 20°C bis +70°C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 %, nicht kondensierend



ZUBEHÖR



Manschetten verfügbar für den rechten und linken Arm,
jeweils in drei Größen: S (18-24 cm), M (24-34 cm), L (34-46 cm)

Hersteller des Rekorders:
SOMNOmedics AG
Am Sonnenstuhl 63
97236 Randersacker

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70
Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de



CE 0494
Holter-RR Software
0297
Holter ABPMpro Rekorder

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0922 011-0529-2_01