

# AMEDTEC *ECG pro*®


Der digitale Rekorder mit Schrittmachererkennung

Hohe Patientenakzeptanz

3 oder 12 Registrierkanäle

Aufzeichnungsdauer von bis zu 7 Tagen

Kontrolle des Echtzeit-EKG




## Holter-Rekorder EP820 / EP820-12

Präzise in der Funktionsdiagnostik - Einfach in der Bedienung

## Technische Daten

Abmaße	Größe	68 mm x 53 mm x 16 mm (L x B x H)
	Gewicht	42 g
	Arbeitsposition	Beliebige Richtung
Elektrische Daten	Empfindlichkeitsstufen	0,5 x, 1 x und 2 x
	Steckverbinder	26-polig
	Patientenkabel	4, 5, 7 oder 10 Elektroden
Funktion	Anzahl Kanäle	3 oder 12
	Empfindlichkeit	2,5 $\mu$ V / LSB
	Aufzeichnung	Vollständig, kontinuierlich
	PC-Schnittstelle	USB 2.0 oder Kartenlesegerät
	Sample-Rate	10.000 / s (PM-Erkennung)
	Frequenzbereich	0,05 Hz bis 60 Hz, -3 dB
	EKG-Kontrolle	Über LCD beim Anlegen oder bei Bedarf
	Schrittmacherdetektion	Permanent
Batterie	Batterietyp	1 AAA Batterie, 1,5 V Alkalisch, Lithium, oder NiMH
	Aufzeichnungszeit (3 Kanäle)	Alkalisch: $\geq$ 96 h Lithium: $\geq$ 168 h
	Aufzeichnungszeit (12 Kanäle)	Alkalisch: $\geq$ 48 h



### AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH

Schneeberger Straße 5  
08280 Aue

Telefon: +49 3771 59827-0  
Telefax: +49 3771 59827-90

info@amedtec.de  
www.amedtec.de



Zertifikate:  
DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 13485